

HELIOS™ Plus & Marathon

Länger anhaltende Freiheit

Obwohl das HELIOS Plus relativ klein ist, handelt es sich um ein sehr leistungsstarkes Gerät mit einer Nutzungsdauer von bis zu 9 Stunden und einem Füllgewicht von gerade einmal 1,6 Kilogramm. Mit der tragbaren HELIOS Marathon™-Sauerstoffeinheit von CAIRE Inc. erlangen Patienten in Sauerstofftherapie ungeahnte Freiheiten: Die Nutzungsdauer beträgt bis zu 22 Stunden. Dabei wiegt das Gerät in gefülltem Zustand nur 2,5 Kilogramm! Mit der tragbaren HELIOS Marathon-Einheit ist man also nahezu den ganzen Tag unabhängig. Egal, ob sie Freunde und Familie besuchen, oder zum Shoppen, Angeln oder Golfspielen gehen, die Patienten können länger ihre Freiheit genießen, ohne ihre Trageeinheit nachzufüllen oder für zusätzliche Sauerstoffbehälter sorgen zu müssen.



Konstanter Sauerstofffluss/Sauerstofffluss nach Bedarf

Tragbare Flüssigsauerstoffeinheiten liefern in der Regel kontinuierlich abgegebenen oder dosierten Sauerstoff. Bei der tragbaren Helios Einheit Marathon H 850 kann sowohl für den kontinuierlichen Sauerstofffluss, als auch für den Sauerstofffluss nach Bedarf zwischen verschiedenen Einstellungen gewählt werden. Jetzt können Patienten, die eine konstante Sauerstoffversorgung benötigen, vom innovativen Design und der Handlichkeit des HELIOS-Systems profitieren.

Produktmerkmale

- Keine Batterien erforderlich
- Kann flach auf dem Rücken, aufrecht oder in jeder anderen Position dazwischen verwendet werden
- Vielseitiges, pneumatisches Gerät mit Dual-Modus:
 - bis zu 4 Stufen bei einer Sauerstoffversorgung nach Bedarf
 - bis zu 6 l/min bei einer konstanten Sauerstoffversorgung
- Gibt weder Geräusche noch Wärme ab
- Einfache Wartung
- Geringe Eigenverdampfungsrate
- Haltbare und zuverlässige Bauart; lange Lebensdauer
- Bequemer, gepolsterter, rutschfester Schultergurt
- Kann mit Schultergurt oder als Rucksack getragen werden



CAIRE Kontaktinformation:
www.cairemedical.com

SIEHE DIE GARANTIE DES PRODUKTS FÜR VOLLSTÄNDIGE INFORMATIONEN. Hinweise, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und detaillierte Informationen zur Sicherheit finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produkts.

HELIOS™ Plus & Marathon

Produkt Daten			
HELIOS Plus (H300)		HELIOS Marathon (H850)	
LOX-Kapazität	0,41 kg	LOX-Kapazität	0,91 kg
Gasvolumen	308 l	Gasvolumen	685 l
Gewicht in gefülltem Zustand	1,63 kg	Gewicht in gefülltem Zustand	2,54 kg
Leergewicht	1,22 kg	Leergewicht	1,63 kg
Höhe mit Griff	267 mm	Höhe mit Griff	381 mm
Typische Nutzungsdauer bei Stufe 2 (22ml) bei einer Sauerstoffversorgung nach Bedarf	9 Stunden	Typische Nutzungsdauer bei Stufe 2 (22ml) bei einer Sauerstoffversorgung nach Bedarf	22 Stunden
Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min bei einer konstanten Sauerstoffversorgung	entfällt	Typische Nutzungsdauer bei 2 l/min bei einer konstanten Sauerstoffversorgung	6,1 Stunden
Betriebsdruck	22 psi (1,52 bar)	Betriebsdruck	22 psi (1,52 bar)
Eigenverdampfungsrate	0,39 kg/Tag	Eigenverdampfungsrate	0,45 kg/Tag
Durchflussraten	Konstant: Aus, .12, .25, .5, .75 Nach Bedarf: Aus, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4	Durchflussraten	Konstant: Aus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nach Bedarf: Aus, 1.5, 2, 2.5, 3, 4



Bestellinformationen	
Beschreibung	Artikelnummer
Tragbare Sauerstoffeinheit HELIOS Plus, H300	B-700848-00
Tragbare Sauerstoffeinheit HELIOS Marathon, H850	H850EU
Zubehör	
HELIOS Tragetasche zur Befestigung um die Hüfte	B-701654-00
HELIOS Marathon-Rucksack	069209
Doppellumige Schläuche mit unterschiedlichen Längen	Beim Kundenservice erhältlich