

# HELIOS™ Plus y Marathon

## Libertad más duradera

Aunque pequeño, el HELiOS Plus es potente, con una duración de hasta 9 horas, pero con un peso de solo 1,63 kg totalmente lleno. La unidad de oxígeno portátil HELIOS de CAIRE, Inc., ofrece a los pacientes de terapia de oxígeno una libertad sin precedentes: dura hasta 22 horas entre llenados y pesa únicamente 2,54 kg totalmente lleno. La unidad portátil HELiOS Marathon permite a los pacientes estar fuera todo el día. Ya sea visitar a familiares y amigos, comprar, ir a pescar o a jugar al golf,—los pacientes tienen una libertad duradera sin necesidad de rellenar la unidad portátil o tener que llevar cilindros de oxígeno extra.



## Versatilidad de flujo por demanda/flujo continuo

Mientras que otras unidades de oxígeno portátiles tienen un funcionamiento de flujo continuo limitado, las unidades portátiles HELiOS presentan distintos ajustes para los modos de flujo continuo y bajo demanda. Ahora los pacientes que necesitan un flujo continuo pueden disfrutar del diseño “sin derrames” y la portabilidad por la que se conoce al sistema HELiOS.

## Características:

- No se requieren baterías ni electricidad.
- La unidad puede operar tumbada sobre la parte trasera, de pie o en cualquier posición intermedia.
- El dispositivo versátil de demanda neumática de modo dual (PDD) ofrece lo siguiente:
  - hasta 4 LPM de flujo bajo demanda
  - hasta 6 LPM de flujo continuo
- No emite calor ni ruido.
- Fácil mantenimiento.
- Tasa de evaporación normal (NER) ultra baja y eficiente.
- Diseño fiable y duradero pensado para evitar fugas.
- Cómodamente acolchado, correa de hombro resistente a resbalones.
- Se puede llevar con una correa de hombro o como una mochila para tener libertad de movimiento en las manos.



CAIRE Información del contacto:

[www.cairemedical.com](http://www.cairemedical.com)

VEA LA DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de funcionamiento del producto para obtener indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad de la información.

# HELiOS™ Plus y Marathon

Especificaciones del Producto			
HELiOS Plus (H300)		HELiOS Marathon (H850)	
Capacidad de LOX	0,41 kg	Capacidad de LOX	0,91 kg
Capacidad gaseosa equivalente	308 L	Capacidad gaseosa equivalente	685 L
Peso, lleno	1,63 kg	Peso, lleno	2,54 kg
Peso, vacío	1,22 kg	Peso, vacío	1,63 kg
Altura, incluido el asa	267 mm	Altura, incluido el asa	381 mm
Tiempo de uso típico a 2 LPM en modo bajo demanda	9 horas	Tiempo de uso típico a 2 LPM en modo bajo demanda	22 horas
Tiempo de uso típico a 2 LPM en modo continuo	N/D	Tiempo de uso típico a 2 LPM en modo continuo	6,1 horas
Presión de funcionamiento	22 psi (152 kPa)	Presión de funcionamiento	22 psi (152 kPa)
Tasa de evaporación normal	0,39 kg/día	Tasa de evaporación normal	0,45 kg/día
Rango de control de flujo estándar	Continuo: Apagado, .12, .25, .5, .75 Bajo demanda: Apagado, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4	Rango de control de flujo estándar	Continuo: Apagado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bajo demanda: Apagado, 1.5, 2, 2.5, 3, 4



Información de pedidos	
Descripción	Número de catálogo
Unidad de oxígeno portátil HEliOS Plus, H300	B-701604-00
Unidad de oxígeno portátil HEliOS Marathon, H850	H850
Accesorios	
HEliOS portátil para cadera	B-701654-00
HEliOS Marathon de mochila	069209
Cánulas de lumen dual de varias longitudes	Disponible a través del servicio de atención al cliente