

Spirit™ 300, 600 & 1200

Tragbare Flüssigsauerstoffsysteme

Komfort und Anwenderfreundlichkeit

Die tragbaren Flüssigsauerstoffsysteme Spirit von CAIRE verbessern den Patientenkomfort und erhöhen die Alltagsmobilität. Die drei verschiedenen Größen der Spirit Modelle werden in einem Gehäuse aus Kunstleder geliefert und bieten somit einen hervorragenden Tragekomfort, auch über längeren Zeitraum. Mit ihrem geringen Gewicht und ihrem komfortablen, optisch ansprechenden Design bieten Spirits eine neue Dimension der Patientenfreiheit.

Alle Spirit Modelle verfügen über ein elektronisches Dosiersystem (DOCD), das bei jedem Atemzug einen Bolus an Sauerstoff abgibt. Der DOCD verlängert die Sauerstoffdauer pro Einstellung und ermöglicht dem Spirit ein leichtes und kompaktes Design. Die Stromversorgung erfolgt über handelsübliche Dual C Batterien. Die Systeme sind einfach in der Handhabung und leicht zu bedienen.

Die Spirit Modelle können wahlweise für eine seitliche Befüllung oder eine Befüllung von oben konfiguriert bzw. bestellt werden. Das einfache Befüllverfahren in einem Schritt erfordert keinen Strom und erzeugt keine Geräusche.



PRODUKTMERKMALE

- Klein und handlich
- Hoher Tragekomfort
- Wählen Sie zwischen 1- 5 Stufen und 2 LPM
- Bietet zwischen 8 und 30 Betriebsstunden bei Einstellung 2
- Mit Füllstutzen für die seitliche Befüllung oder eine Befüllung von Oben erhältlich
- Gehäuse aus Kunstleder



CAIRE verfügt über das breiteste Angebot an Sauerstoffprodukten mit Optionen, die den Verordnungen und Mobilitätsbedürfnissen jedes Patienten gerecht werden. Besuchen Sie www.caireinc.com, um sich über tragbare Flüssigsauerstoff(LOX)-Einheiten für den On-Demand- und High-Flow-Betrieb und unsere tragbaren, transportablen und stationären Sauerstoffkonzentratoren zu informieren.

Spirit™ 300, 600 & 1200

Tragbare Flüssigsauerstoffsysteme

Produktdaten

	Spirit 300	Spirit 600	Spirit 1200
LOX-Kapazität	0,36 kg	0,68 kg	1,36 kg
Gasförmiges Füllvermögen	275 L	516 L	1026 L
Leergewicht	1,6 kg	1,86 kg	2,27 kg
Gewicht in gefülltem Zustand	1,95 kg	2,54 kg	3,63 kg
Höhe	223 mm	292 mm	355 mm
Typische Nutzungsdauer bei Einstellung 2	8 Stunden	16.1 Stunden	30.4 Stunden
Betriebsdruck	137 kPa	137 kPa	137 kPa
Normale Verdampfungsrate	0,57 kg/Tag	0,57 kg/Tag	0,57 kg/Tag
Einstellungen Stufe	Stufe: Off 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 LPM, CF*	Stufe: Off 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 LPM, CF*	Stufe: Off 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 LPM, CF*

* Die kontinuierliche Zufuhr (CF) beträgt 2 l/min



Bestellinformationen**

Artikel	Artikelnummer
Spirit 300 TF	11741322
Spirit 300 SF	11741277
Spirit 600 TF	13040950
Spirit 600 SF	13103105
Spirit 1200 TF	11897386
Spirit 1200 SF	12944586

Zubehör

Schulterriemen	13234703
----------------	----------

* Bei Fragen zu den Artikelnummern steht Ihnen unser Kundendienst zur Verfügung.



CAIRE Kontaktdaten:
Kundendienst
+49 202 258 59132
www.caireinc.com

UMFASSENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ERKLÄRUNG ZUR PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG. Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung für Produktangaben, Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und ausführliche Sicherheitsinformationen.

© 2022 CAIRE Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ML-LOX0013-2 F