

# Hi Flow Stroller®

## Una forma más segura de respirar

Desarrollado para transportar el oxígeno de los pacientes cuando necesitan desplazarse, el Hi Flow Stroller de CAIRE representa la criogénica de última generación. Este sistema intrahospitalario está diseñado como complemento de las fuentes de oxígeno ambulatorias del hospital. La unidad Hi Flow Stroller es considerablemente más fácil de usar y, por contra, está reconocido como un método seguro tanto para los pacientes como para el personal hospitalario. Como una solución práctica y económica, la eficacia y la simplicidad de la unidad Hi Flow es la respuesta a las necesidades de oxígeno portátil.

Una opción perfecta para hospitales y pacientes que requieren tasas de flujo más elevadas, la unidad Hi Flow Stroller es un ajuste natural para aquellos pacientes que necesitan una unidad de oxígeno portátil que puedan llevar con ellos. Su mayor capacidad de flujo de oxígeno hace de Hi Flow Stroller una opción ideal para actividades como el excursionismo o la pesca.



## Características:

- Ultraligero: 3,86 kg (8.5 libras)
- Capacidad de 1,25l
- Presión de funcionamiento de 20 psi

## Ventajas para el paciente

- Disponible en carcasa suave y cómoda de color gris o negro
- Medidor LED fácil de leer
- Configuraciones de llenado lateral o superior
- Mayor facilidad de movimiento



CAIRE Información del contacto:  
[www.cairemedical.com](http://www.cairemedical.com)

VEA LA DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de funcionamiento del producto para obtener indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad de la información.

© 2022 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados

ML-LOX0015-3 D

# Hi Flow Stroller®

Especificaciones del producto	
Capacidad de LOX	1,36 kg
Capacidad gaseosa equivalente	1025 L
Peso, lleno	3,86 kg
Peso, vacío	2,49 kg
Altura	343 mm
Tiempo de uso típico a 2 LPM	8.5 horas
Presión de funcionamiento	20 psi (137 kPa)
Tasa de evaporación normal	0,57 kg/día
Rango de control de flujo estándar	Flujo continuo: Apagado, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15



Información de pedidos	
Descripción	Número de catálogo
Hi Flow SF (llenado lateral) carcasa gris	14089341
Hi Flow TF (llenado superior) carcasa gris	14081315
Hi Flow SF (llenado lateral) carcasa negra	14778770
Hi Flow TF (llenado superior) carcasa negra	14768299
Accesorios	
Carro para Hi Flow Stroller	20765565