

## VisionAire™ 2、3 和 5

### 紧凑型固定制氧机

#### VisionAire™ 2 — 能够满足儿童患者的氧气需求

VisionAire 2 配备两种类型的精确流量计，可用于儿童患者的护理。标准流量计的测量范围为 1/8 LPM 到 2 LPM，以 1/8 LPM 为增量，带有 CCM 标记，可以轻松地进行换算，同时也适用于注重低能耗和低工作温度的成人护理。备用流量计的测量范围为 .10 LPM 到 1.0 LPM，以 1/10 为增量。

#### 最轻、最安静、最高能效的 3 和 5 LPM

VisionAire 3 和 5 是市面上能效最高的固定制氧机。VisionAire 3 和 5 的最大测量值分别为 3 LPM 和 5 LPM，运行时几乎没有噪音，因此能提高患者的家庭护理舒适性。

关于家用氧气，患者和供应商的目标都是长期性的。只有 VisionAire™ 系列紧凑型制氧机（包括 VisionAire 3 和 5）才能全部满足这些目标。

#### 经济划算的免维护装置

由氧气生成技术专家提供全面支持的免维护制氧机能为您带来更可靠的保障。这样，您的设备就能发挥最大潜能，同时还能大幅减少或避免不必要的停机。

这些免过滤装置所采用的技术能将 AirSep 久经时间考验的专业知识融入一个小小的壳体，这不但让患者和医生感到欣慰，还能满足您的业务需求。VisionAire Family 既省时又省钱！

#### 安全第一

重要的安全功能包括可精确查看和准确设置的后背式流量计、锁定流量以及透支保护。每台制氧机都配备可复位的断路器、具有双重功能的遵从性测量仪/计时仪以及定义明确的系统警报。

#### 功能

- 市面上能效最高的 3 LPM (175 W) 和 5 LPM (290 W) 装置
- 紧凑的轻型壳体设计 — 30 lb (13.6 kg)
- 运行时几乎没有声音（噪音轻，只有 40 dBA）
- 免维护
- VisionAire 2 配备氧气监控器。VisionAire 3 和 5 可以选配
- 适用于 VisionAire 3 和 5 的可选出口，可用于进行喷雾器治疗



**请拨打 1.800.482.2473 进行订购！**

[www.CAIREmedical.com](http://www.CAIREmedical.com) • [www.AirSep.com](http://www.AirSep.com)

# VisionAire™ 2、3 和 5

## 紧凑型固定制氧机



## 产品规格

	VisionAire 2	VisionAire 3	VisionAire 5
氧气浓度*	浓度为 95.0% +0.5%/-3% 时, 最高 1 LPM; 浓度为 90% +5.5%/-3% 时, 最高 2 LPM	浓度为 90% + 5.5/-3% 时, 为 0.5-3 升/分钟	浓度为 90% + 5.5/-3% 时, 为 1-5 升/分钟
尺寸, 以英寸 (cm) 为单位	20.8 x 14.1 x 11.5 (52.8 x 35.8 x 29.2)	20.8 x 14.1 x 11.5 (52.8 x 35.8 x 29.2)	20.8 x 14.1 x 11.5 (52.8 x 35.8 x 29.2)
重量	30 lb; 装运重量 - 37 lb (13.6 kg; 装运重量 - 16.7 kg)	30 lb; 装运重量 - 37 lb (13.6 kg; 装运重量 - 16.7 kg)	30 lb; 装运重量 - 37 lb (13.6 kg; 装运重量 - 16.7 kg)
电学性质	115 V, 60 Hz, 200 瓦特 230 V, 50 Hz, 200 瓦特 230 V, 60 Hz, 200 瓦特	100 V, 50/60 Hz, 175 瓦特 115 V, 60 Hz, 175 瓦特 230 V, 50 Hz, 175 瓦特 230 V, 60 Hz, 175 瓦特	115 V, 60 Hz, 3 安培, 290 瓦特 220-240 V, 50 Hz, 1.5 安培, 290 瓦特 230 V, 60 Hz, 1.5 安培, 290 瓦特
噪音	40 dBA	40 dBA	40 dBA
警报	电源故障、高低压、高温、无流量、低浓度	电源故障、高低压、高温、无流量、低浓度 (带有可选的氧气监控器)	电源故障、高低压、高温、无流量、低浓度 (带有可选的氧气监控器)
相对湿度	高达 95% (非冷凝)	高达 95% (非冷凝)	高达 95% (非冷凝)

\*测试环境: 气压为 14.7 磅/平方英寸 (101 千帕)、温度为 70° F (21 °C)。如果装置运行时超出运行温度, 性能会受影响

**保修:** 3 年标准保修。还有其他保修选项可供选择。

**国际审批:** 获得 CE 0459、ISO 9001:2008 和 ISO 13485:2003 认证。

## 订购信息

描述	产品目录号**	描述	产品目录号**
带有氧气监控器的 VisionAire 2 (115 V、60 Hz 装置)	AS096-8	VisionAire 5 (115 V、60 Hz 装置)	AS098-1
VisionAire 3 (230 V、50 Hz 装置)	AS096-1	VisionAire 5 (220-240 V、50 Hz 装置)	AS098-2
带有氧气监控器的 VisionAire 3 (230 V、50 Hz 装置)	AS096-2	VisionAire 5 (230 V、60 Hz 装置)	AS098-3
带有氧气监控器的 VisionAire 3; 英国式电源 (230 V、60 Hz 装置)	AS096-3	带有氧气监控器的 VisionAire 5 (115 V、60 Hz 装置)	AS098-4
带有氧气监控器的 VisionAire 3; 日本式电源 (100 V、50/60 Hz 装置)	AS096-4	带有氧气监控器的 VisionAire 5 (230 V、60 Hz 装置)	AS098-5
带有氧气监控器的 VisionAire 3 (230 V、60 Hz 装置)	AS096-5	带有氧气监控器的 VisionAire 5 (220-240 V、50 Hz 装置)	AS098-6
VisionAire 3 (115 V、60 Hz 装置)	AS096-6	带有出气口的 VisionAire 5 (115 V、60 Hz 装置)	AS098-707
带有氧气监控器的 VisionAire 3 (115 V、60 Hz 装置)	AS096-7	带有出气口的 VisionAire 5 (220-240 V、50 Hz 装置)	AS098-708
		带有出气口的 VisionAire 5 (230 V、60 Hz 装置)	AS098-709
		带有氧气监控器和出气口的 VisionAire 5 (115 V、60 Hz 装置)	AS098-710
		带有氧气监控器和出气口的 VisionAire 5 (220-240 V、50 Hz 装置)	AS098-711
		带有氧气监控器和出气口的 VisionAire 5 (230 V、60 Hz 装置)	AS098-712

\*\*还有其他型号的装置可供选择。产品目录号是适用于美国和英国的部件编号; 有关特定于语言的部件编号, 请联系客户服务中心。

CAIRE, Inc.  
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500  
Ball Ground, GA 30107  
电话: 770-721-7759 • 免费电话: 1-800-482-2473  
传真: 888-932-2473

Chart BioMedical, Ltd.  
Unit 6, Ashville Way  
Wokingham RG41 2PL, United Kingdom  
电话: +44(0) 1189 367060 • 传真: +44(0) 1189 799245